

asecos®

SP  
LINE

### USER MANUAL

Safety storage cabinets according to  
SP Method 2369 version 6 (2018)

### BRUKSANVISNING

Säkerhetsskåp SP Method 2369  
version 6 (2018)



#### 5 JAHRE GARANTIE\*

\* Bei Abschluss eines **BASICPlus-Vertrages**, mit fester 5-jähriger Laufzeit, genießen Sie 5 Jahre Garantie für Ihren Sicherheitsschrank.

#### 5 YEARS WARRANTY\*

\*Upon conclusion of an asecos service and maintenance agreement (**BasicPlus tariff**) with a fixed term of 5 years, you will get a warranty extension for a maximum of 5 years for your safety storage cabinet.



Weitere Informationen zu unseren Garantieleistungen finden Sie unter  
[www.asecos.com/service-leistungen](http://www.asecos.com/service-leistungen)

For detailed information about our warranties please visit  
[www.asecos.com/service-conditions](http://www.asecos.com/service-conditions)

# SP LINE



SP30.145.085.NE.WDFW  
SP30.145.085.NE.WDFWR

***Models prepared for  
technical ventilation***

SP30.145.085.EA.WDFW  
SP30.145.085.EA.WDFWR



SP30.195.055.NE.WDFW  
SP30.195.055.NE.WDFWR

***Models prepared for  
technical ventilation***

SP30.195.055.EA.WDFW  
SP30.195.055.EA.WDFWR



SP30.195.085.NE.WDFW  
SP30.195.085.NE.WDFWR

***Models prepared for  
technical ventilation***

SP30.195.085.EA.WDFW  
SP30.195.085.EA.WDFWR



**asecos GmbH**  
Abt. Kundendienst  
Weiherfeldsiedlung 16-18  
**D-63584 Gründau**  
Fax: +49 60 51 - 92 20-10

## **IHRE PERSÖNLICHE DOKUMENTATION ZUM asecos-SICHERHEITSSCHRANK**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf Ihres asecos-Sicherheitschranks haben Sie eine entscheidende Investition für die Sicherheit in Ihrem Haus getätigt. Vor Ihnen steht ein innovatives Produkt aus hochwertigen Materialien, das höchste Qualität garantiert.

Sicherheitschränke aus dem Hause asecos verfügen über eine lückenlose Zulassungs-Dokumentation. Wir archivieren Ihre Zulassungsdokumente jedes einzelnen Schrankes für Sie, bis Sie diese im Bedarfsfall (z. B. einer Betriebsbegehung o. ä.) mit diesem Formular von uns anfordern.

Dazu einfach dieses Formular heraustrennen/kopieren und mit Ihrer Adresse und der Seriennummer des Schrankes versehen per Fax zurück an uns.

Mit freundlichen Grüßen

asecos GmbH

## **YOUR PERSONAL DOCUMENTATION TO THE asecos SAFETY CABINET**

Dear Customer,

you have made a decisive investment in safety for your company by purchasing this asecos safety storage cabinet. You now own an innovative product made of top-quality materials guaranteeing the highest quality standards.

asecos safety storage cabinets have complete authorisation documents. We archive the authorisation documents for every individual cabinet, keeping them ready for you should you ever need them (e.g. for a works inspection or similar). Simply request them using this form.

Tear off or copy that page and return to us by fax with your address and serial number of the cabinet on it.

Yours sincerely

asecos GmbH

<b>Firma</b> • company	
<b>Abteilung</b> • department	
<b>Name</b> • name	
<b>Straße</b> • street	
<b>PLZ</b> • postal code	
<b>Ort</b> • city	
<b>Schrank</b> • cabinet <b>Seriennummer(n)</b> • serial number(s)	

# USER MANUAL

Dear customer,

Thank you very much for purchasing a safety cabinet from our company, with which you have made a decisive investment for safety in your home. With our safety cabinets the storage of hazardous substances becomes safe and comfortable for you.

Please read these operating instructions very carefully. Get to know the advantages and easy handling of our safety cabinets in detail. This will simplify your daily handling of hazardous substances

Thanks a lot  
Your asecos team

---

## USER MANUAL



<b>1. NOTES • GUIDELINES • GUARANTEE</b> .....	<b>5</b>
1.1. General safety notes .....	5
1.2. Guarantee .....	5
1.3. Cabinet details .....	5
<b>2. TRANSPORT</b> .....	<b>6</b>
2.1. Tilting the cabinet .....	6
2.2. In-plant transport .....	6
<b>3. ERECTION • COMMISSIONING • FUNCTION</b> .....	<b>6</b>
3.1. Alignment of the cabinets .....	6
3.2. Commissioning .....	7
3.3. Interior lighting (optional) .....	7
<b>4. CLOSING MECHANISM</b> .....	<b>7</b>
<b>5. INTERIOR EQUIPMENT</b> .....	<b>8</b>
5.1. Bottom collecting sump .....	8
5.2. Shelves (height-adjustable) .....	8
<b>6. STORAGE</b> .....	<b>9</b>
<b>8. FIRE • DISPOSAL</b> .....	<b>9</b>
8.1. Opening the cabinet after the fire .....	9
8.2. Disposal .....	10
<b>9. SAFETY CHECKS</b> .....	<b>10</b>
9.1. General information .....	10
9.2. Contact .....	10
<b>10. TECHNICAL DATA</b> .....	<b>11</b>
<b>11. TECHNICAL DRAWING</b> .....	<b>11</b>
<b>12. CABINET MARKING</b> .....	<b>13</b>



## 1.1. GENERAL SAFETY NOTES

- Observe applicable statutes and regulations, and the notes in these operating instructions, when handling hazardous materials.
- Follow the instructions in SP Method 2369 for the storage of flammable products in sales rooms
- Work on the electrical system is to be carried out only with the power turned off and only by qualified electricians – refer here to the regulations of the local electricity supply company.
- The on-site installation conditions are to be observed
- The instructions of the supervisory engineering department must be followed.
- Observe accident prevention regulations and workplace ordinance.
- Ensure that the necessary safety checks are only carried out by authorised staff using original spare parts.
- The pivoting range of the doors must always be kept clear, doors must be kept closed
- Observe the upper limits for stored quantities, loading etc.
- Containers with a volume larger than that of the spill containment sump may not be placed inside the cabinet; spilt hazardous materials are to be collected immediately and removed.
- Containers with aggressive chemicals (acids/alkalis) are to be kept in special cabinets for acids and alkalis or on shelves for acids and alkalis as well as in cabinets with metal-free interior equipment.
- Before storing such materials, check that the cabinet's surface is resistant to the chemicals.
- Before the initial commissioning, the safety storage cabinet is to be examined by the user for possible damage (see point 3.2)

### Set-up requirements



## 1.2. GUARANTEE

The guarantee for this product is agreed between you (the customer) and your dealer (the seller). As the manufacturer, asecos guarantees the products listed in the operating instructions for a period of 24 months from the date of delivery.

All model safety equipment are subject to a compulsory annual inspection by specialised staff authorised by the manufacturer. Otherwise the customer's guarantee claim against the manufacturer expires.



## 1.3. CABINET DETAILS

**You will find a complete model overview at the beginning of the operating instructions**

Cabinet data	⇒ logbook (included with the cabinet)
Technical drawing	⇒ page 11
Technical data	⇒ page 11

### SP-LINE

These models are tested, certified and marked according to the requirements of SP Method 2369. They are designed for the proper storage of flammable liquids, aerosol dispensers and aerosol cans in retail outlets in accordance with applicable national regulations.

## 2. TRANSPORT



### ATTENTION:

Transport the cabinet in an upright position on a pallet truck, tied and secured against slipping, until the final place of installation is reached. The transport locks in the door joints may only be removed directly at the place of installation! Inappropriate transport can lead to concealed damage to the fire protection insulation! We can only guarantee the necessary quality if the cabinet is transported to the place of its use by our specially trained staff.

### 2.1. TILTING THE CABINET



### ATTENTION:


Tilting the cabinet may only be done without jolts!

### 2.2. IN-PLANT TRANSPORT

- is also possible without transport locks (inserted as standard in the door joints), but may only be used without cabinet contents


### ATTENTION:

The model with **550 mm cabinet width** (figure 2) can only be driven in with one tine. **Pay attention to the danger of tipping!**




## 3. ERECTION - COMMISSIONING - FUNCTION

### 3.1. ALIGNMENT OF THE CABINETS



**ATTENTION:**

Door elements must not scrape against the fire prevention seals in the fold of the door when opening and closing! Doors with an automatic closing mechanism must close automatically from every position!



### 3.2. COMMISSIONING

Before putting into operation for the first time, the user must carry out an examination of the safety storage cabinet for possible damage, such as defective or loose sealing elements, correct alignment and perfect functioning of the door elements

**ATTENTION:**


Use the cabinet and accessories only if they are in an orderly condition.

### 3.3. INTERIOR LIGHTING (OPTIONAL)

The safety cabinets can optionally be equipped with LED lighting for the interior. For this purpose, a power supply unit for the 230 V mains connection is located on the head part of the cabinet

**Connection to the power supply**

**Equipped with:** 5 m cable including safety plug

**ATTENTION:**

Only use the enhanced power supply unit!

## 4. CLOSING MECHANISM



The door is permanently self-closing.


## 5. INTERIOR EQUIPMENT



### ATTENTION:


Loose parts (e.g. insertable sumps) must always be fully installed/inserted in order to ensure secure closing of the cabinet doors in case of fire.

### 5.1. BOTTOM COLLECTING SUMP



**According to SP Method 2369:** The bottom collecting sump must be able to hold a minimum volume of 10 % of all the containers stored in the cabinet **1** or at least 110 % of the volume of the largest single container **2**, whichever of these volumes is larger.

#### Use as a storage level




### ATTENTION


Use as a storage surface is possible only in conjunction with a perforated metal plate insert

#### Leaks:


Liquid in the sump is to be collected using suitable means. The choice of means is your own responsibility.



### 5.2. SHELVES (HEIGHT-ADJUSTABLE)







## 6. STORAGE

- Containers with aggressive chemicals (acids and alkalis) are to be kept in special cabinets for acids and alkalis or on shelves/in compartments for acids and alkalis as well as in safety storage cabinets with metal-free interior equipment.

### Cabinets prepared for connection to exhaust air system (Models EA)

- The storage of corrosive liquids can affect the function of the shut-off equipment for the air supply and exhaust.



#### Valid for all models:

Depending on the type class of the cabinet, please note the corresponding valid national regulations!

## 7. VENTILATION

### Valid for the following models

**SP30.145.085.EA.WDFW(R)**

**SP.30.195.055.EA.WDFW(R)**

**SP.30.195.085.EA.WDFW(R)**

- All models can be connected to a technical exhaust system via the exhaust connector on top of the cabinet (DN 75). Please see the respectively applicable national regulations for the specified air recirculation rate, maximum pressure losses and exhaust air ducts



#### IN GENERAL:

In general these models can be operated without technical ventilation.

## 8. FIRE - DISPOSAL

### 8.1. OPENING THE CABINET AFTER THE FIRE



#### \*ATTENTION:

**Only open the cabinet after it has cooled down. This is 6 times the fire duration!**

Depending upon the duration of the fire an ignitable vapour/air mixture may have formed; therefore remove all sources of ignition within a 10 metre radius of the cabinet before opening it

- use only spark-free tools
- open the cabinets with extreme caution

## 8.2. DISPOSAL



The models can be disposed of once they have been dismantled and the materials sorted. They are free from materials that have to be disposed of as special waste.

## 9. SAFETY CHECKS

### 9.1. GENERAL INFORMATION

As safety equipment the cabinets have to be checked for safety at least once per year. The next checking date can be taken from the check sticker on the outside of the door. This annual check can be carried out with the necessary care, and for securing your warranty claims in the case of fire, only by an authorised asecos employee (refer also to our service brochure regarding this)

**In addition, we recommend that you carry out a daily and monthly functional check:**

#### **Daily functional check**

- applies to the bottom collecting sump (collect and remove any leakages)

#### **Monthly functional check**

perfect function of the doors:

- hinges
- door closer
- correct seating and condition of the fire protection seals

In case of damage please contact your dealer in order to have the cabinet repaired using original spare parts. The cabinets can be cleaned with a mild household cleaner and a soft cloth

### 9.2. CONTACT



#### **CONTACT**


In the case of defects or complaints about our products (within and also after the warranty period), and for requesting safety checks or taking out a service contract, please contact our service hotline on:  
Tel: +49 1805 92 20 92 [info@asecos.com](mailto:info@asecos.com)

## 10. TECHNICAL DATA


		<b>SP30.145.085.EA.WDFW(R)</b> <b>SP30.145.085.NE.WDFW(R)</b>	<b>SP30.195.055.EA.WDFW(R)</b> <b>SP30.195.055.NE.WDFW(R)</b>	<b>SP30.195.085.EA.WDFW(R)</b> <b>SP30.195.085.NE.WDFW(R)</b>
Fire resistance	minutes	30	30	30
Dimensions B x T x H exterior	mm	846 × 558 × 1451	546 × 558 × 1951	846 × 558 × 1951
Dimensions B x T x H interior	mm	750 × 505 × 1285	450 × 505 × 1785	750 × 505 × 1785
Weight of empty cabinet	kg	219	230	284
Distributed load	kg/m <sup>2</sup>	621	976	671
Exhaust Air (models EA)	DN	75	75	75
Entry width of transport base	mm	683	383	683
Entry height of transport base	mm	95	95	95
Max. load of shelves	kg	75	75	75
Capacity bottom collecting sump	litres	27.5	16	27.5
Storage capacity (nominal)	litres	165	160	275
Storage capacity of 1-L-containers	pcs	153	135	255
Storage levels	pcs	3	5	5

## 11. TECHNICAL DRAWING


**SP30.145.085.EA.WDFW(R)**




**SP30.195.055.EA.WDFW(R)**




**SP30.195.085.EA.WDFW(R)**




**SP30.145.085.NE.WDFW(R)**




**SP30.195.055.NE.WDFW(R)**




**SP30.195.085.NE.WDFW(R)**




SP30.145.085.EA.WDFW(R) / SP30.145.085.NE.WDFW(R)



SP30.195.055.EA.WDFW(R) / SP30.195.055.NE.WDFW(R)



SP30.195.085.EA.WDFW(R) / SP30.195.085.NE.WDFW(R)



## 12. CABINET MARKING

Each cabinet model has the following three stickers on the door:

	Specific for each model									
  <p><b>Dörren skall hållas stängd</b></p>    <p><b>SP Metod 2369</b></p>	<p><b>RI SE P</b> <i>asecos</i><sup>®</sup></p> <p><b>SPCR 102:2019</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Certifikat nr:</td> <td>C900162</td> </tr> <tr> <td>Produktnamn:</td> <td>SP30.195.085.NE.WDPW(R)</td> </tr> <tr> <td>Max. kapacitet, liter:</td> <td>275 liter</td> </tr> <tr> <td>Tillverkningsnummer:</td> <td>38845 / 38853</td> </tr> </table>	Certifikat nr:	C900162	Produktnamn:	SP30.195.085.NE.WDPW(R)	Max. kapacitet, liter:	275 liter	Tillverkningsnummer:	38845 / 38853	
Certifikat nr:	C900162									
Produktnamn:	SP30.195.085.NE.WDPW(R)									
Max. kapacitet, liter:	275 liter									
Tillverkningsnummer:	38845 / 38853									

EN

# BRUKSANVISNING

Bäste kund,

Tack för att du har köpt ett säkerhetsskåp från vårt företag, med detta har du gjort en avgörande investering för säkerhet i ditt hem. Med våra säkerhetsskåp blir förvaring av farliga ämnen säkert och bekvämt för dig.

Läs denna bruksanvisning mycket noggrant. Lär känna fördelarna och den enkla hanteringen av våra säkerhetsskåp i detalj. Detta förenklar din dagliga hantering av farliga ämnen

Tack så mycket!  
Ditt asecos-team

---

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1. ANMÄRKNINGAR • RIKTLINJER • GARANTI</b> .....	<b>15</b>
1.1. Allmänna säkerhetsföreskrifter .....	15
1.2. Garanti .....	15
1.3. Skåpinformation .....	15
<b>2. TRANSPORT</b> .....	<b>16</b>
2.1. Luta skåpet .....	16
2.2. Transport inom anläggningen .....	16
<b>3. UPPSTÄLLNING • IDRIFTSÄTTNING • FUNKTION</b> .....	<b>16</b>
3.1. Inriktning av skåpen .....	16
3.2. Idriftsättning .....	17
3.3. Innerbelysning (tillval) .....	17
<b>4. STÅNGNINGSMEKANISM</b> .....	<b>17</b>
<b>5. INNERUTRUSTNING</b> .....	<b>18</b>
5.1. Bottenuppsamlingssump .....	18
5.2. Hyllor (självjusterande) .....	18
<b>6. FÖRVARING</b> .....	<b>19</b>
<b>8. BRAND • KASSERING</b> .....	<b>19</b>
8.1. Öppning av skåpet efter brand .....	19
8.2. Kassering .....	19
<b>9. SÄKERHETSKONTROLLER</b> .....	<b>20</b>
9.1. Allmän information .....	20
9.2. Kontakt .....	20
<b>10. TEKNISK INFORMATION</b> .....	<b>21</b>
<b>11. TEKNISK RITNING</b> .....	<b>21</b>
<b>12. SKÅPMARKERING</b> .....	<b>23</b>

## 1.1. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Följ gällande stadgar och föreskrifter och anvisningarna i denna bruksanvisning när du hanterar farligt material.
- Följ instruktionerna i SP-metod 2369 för förvaring av brandfarliga produkter i försäljningsutrymmen
- Arbete med det elektriska systemet ska endast utföras med strömmen avstängd och endast av kvalificerade elektriker - se här för reglerna från det lokala elföretaget.
- Installationsvillkoren på plats ska följas
- Instruktionerna från den tekniska avdelningen måste följas.
- Följ olycksförebyggande föreskrifter och arbetsplatsförfordningar.
- Se till att nödvändiga säkerhetskontroller endast utförs av auktoriserad personal med originalreservdelar.
- Dörrarnas svängningsområde måste alltid hållas fritt, dörrarna måste hållas stängda
- Följ de övre gränserna för lagrade kvantiteter, laster etc.
- Behållare med en volym som är större än utsläppsbehållarens sump får inte placeras i skåpet och spillda farliga ämnen ska omedelbart samlas upp och avlägsnas.
- Behållare med aggressiva kemikalier (syror/alkalier) ska förvaras i specialsåp för syror och alkalier eller i hyllor för syror och alkalier samt i skåp med metallfri inredningsutrustning.
- Innan sådana material lagras, kontrollera att skåpets yta är resistent mot kemikalierna.
- **Innan den första idrifttagningen ska säkerhetsförvaringsskåpet undersökas av användaren för eventuella skador (se punkt 3.2)**

### Uppställningskrav



## 1.2. GARANTI

Garantin för denna produkt avtalas mellan dig (kunden) och din återförsäljare (säljaren). Som tillverkare garanterar asecos de produkter som anges i bruksanvisningen under en period av 24 månader från leveransdatumet. All säkerhetsutrustning är föremål för en obligatorisk årlig inspektion av specialiserad personal som auktoriserats av tillverkaren. Annars förfaller kundens eventuella garantikrav gentemot tillverkaren

## 1.3. SKÅPINFORMATION


Du hittar en fullständig modellöversikt i början av bruksanvisningen

Skåpdata	⇒ loggbok (levereras med skåpet)
Teknisk ritning	⇒ sidan 11
Teknisk information	⇒ sidan 11

### SP-LINE

Dessa modeller är testade, certifierade och märkta enligt kraven i SP Method 2369. De är utformade för korrekt lagring av brandfarliga vätskor, aerosolbehållare och aerosolburkar i detaljhandeln i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser.


## 2. TRANSPORT



### OBS:

Transportera skåpet i upprätt läge på en gaffeltruck, fastspänd och säkrad mot att glida, tills den slutliga installationsplatsen har nåtts. Transportspärren i dörrfogarna får endast tas bort direkt på installationsplatsen! Olämplig transport kan leda till dolda skador på brandskyddsisoleringen! Vi kan bara garantera den nödvändiga kvaliteten om skåpet transporteras till platsen för användning av vår specialutbildade personal.

### 2.1. LUTA SKÅPET



### OBS:


Lutning av skåpet får endast göras utan stötar!

### 2.2. TRANSPORT INOM ANLÄGGNINGEN

- är också möjlig utan transportlås (infogat som standard i dörrfogarna), men får endast utföras utan skåpinnehåll


### OBS:

Modellen med 550 mm skåpbredd (figur 2) kan endast köras in med en pinne. Observera tippningsrisk!



## 3. UPPSTÄLLNING - IDRIFTSÄTTNING - FUNKTION


### 3.1. INRIKTNING AV SKÅPEN





**OBS:**

Dörrelement får inte skrapa mot de brandförebyggande tätningarna i dörrens vikning när de öppnas och stängs! Dörrar med automatisk stängningsmekanism måste stängas automatiskt från alla positioner!



SV

### 3.2. IDRIFTSÄTTNING

Innan idriftsättning för första gången måste säkerhetsförvaringsskåpet undersökas för eventuella skador, t.ex. defekta eller lösa tätningselement, korrekt inriktning och perfekt funktion hos dörrelementen

**OBS:**


Använd endast skåpet och tillbehören om de är i ordnat skick.

### 3.3. INNERBELYSNING (TILLVAL)

Säkerhetsskåpen kan utrustas med LED-belysning för interiören som tillval. För detta ändamål finns en strömförsörjningsenhet för 230 V nätanslutning på skåpets huvuddel

**Anslutning till strömförsörjningen**

**Utrustad med:** 5 m kabel inklusive säkerhetsplugg

**OBS:**

Använd endast den förstärkta strömförsörjningsenheten!

## 4. STÄNGNINGSMEKANISM



Dörren är permanent självstängande.


## 5. INNERUTRUSTNING



### OBS:


Lösa delar (t.ex. insättningsbara sumpar) måste alltid vara helt installerade/insatta för att säkerställa säker stängning av skåpdörrarna vid brand.

### 5.1. BOTTENUPPSAMLINGSSUMP



**I enlighet med SP Method 2369:** Den nedre uppsamlingssumpen måste kunna hålla en volym på minst 10 % av alla behållare som lagras i skåpet eller minst 110 % av volymen för den största enskilda behållaren, beroende på vilken av dessa volymer som är störst.

#### Använd som förvaringsnivå




### OBS


Användning som förvaringsyta är endast möjlig tillsammans med insatsen med en perforerad metallplatta


#### Läckor:

Vätska i sumpen ska samlas upp på lämpligt sätt. Valet av metod är ditt eget ansvar.



### 5.2. HYLLOR (SJÄLVJUSTERANDE)





## 6. FÖRVARING

- Behållare med aggressiva kemikalier (syror/alkalier) ska förvaras i specialskåp för syror och alkalier eller i hylor/fack för syror och alkalier samt i säkerhetsförvaringskåp med metallfri inredningsutrustning.

### Skåp förberedda för anslutning till frånluftssystem (Modeller EA)

- Lagring av frätande vätskor kan påverka avstängningsutrustningens funktion för lufttillförsel och avgas.



#### Giltigt för alla modeller:

Observera motsvarande gällande nationella föreskrifter beroende på skåpets typklass!

## 7. VENTILATION

### Giltigt för följande modeller

**SP30.145.085.EA.WDFW(R)**

**SP.30.195.055.EA.WDFW(R)**

**SP.30.195.085.EA.WDFW(R)**

- Alla modeller kan anslutas till ett tekniskt avgassystem via avgasanslutningen ovanpå skåpet (DN 75). Se respektive tillämpliga nationella bestämmelser för angiven luftcirkulationshastighet, maximala tryckförluster och frånluftskanaler



#### ALLMÄNT:

Generellt kan dessa modeller användas utan teknisk ventilation.

## 8. BRAND - KASSERING

### 8.1. ÖPPNING AV SKÅPET EFTER BRAND



#### \*OBS:

**Öppna skåpet först när det har svalnat.** Detta är sex gånger brandens varaktighet!

Beroende på brandens varaktighet kan en antändbar ånga/luftblandning bildas - ta därför bort alla antändningskällor inom 10 meters radie från skåpet innan det öppnas

- använd endast gnistfria verktyg
- öppna skåpen med extrem försiktighet

### 8.2. KASSERING



Modellerna kan kasseras när de har demonterats och materialet sorterats. De är fria från material som måste kasseras som specialavfall.

## 9. SÄKERHETSKONTROLLER

### 9.1. ALLMÄN INFORMATION

Som säkerhetsutrustning måste skåpen kontrolleras för säkerhet minst en gång per år. Nästa kontrolldatum kan ses på kontrollklistermärket på utsidan av dörren. Denna årliga kontroll kan utföras med nödvändig försiktighet och för att säkra dina garantikrav i händelse av brand, endast av en auktoriserad asecos-medarbetare (se även vår servicebroschyr angående detta)

**Dessutom rekommenderar vi att du utför en daglig och månatlig funktionskontroll:**

#### **Daglig funktionskontroll**

- gäller för bottenuppsamlingssumpen (samla upp och åtgärda eventuella läckor)

#### **Månatlig funktionskontroll**

dörrarna ska fungera perfekt:

- gångjärn
- dörrstängare
- korrekt placering och skick för brandskyddstätningarna

Vid skada, kontakta din återförsäljare för att få skåpet reparerat med originaldelar. Skåpen kan rengöras med ett mildt hushållsrengöringsmedel och en mjuk trasa

### 9.2. KONTAKT



#### **KONTAKT**

Vid eventuella defekter eller klagomål på våra produkter (inom och även efter garantiperioden) och för att begära säkerhetskontroller eller ingå ett serviceavtal, vänligen kontakta vår servicetelefon på:

Tel: +49 1805 92 20 92


[info@asecos.com](mailto:info@asecos.com)

## 10. TEKNISK INFORMATION


		SP30.145.085.EA.WDFW(R) SP30.145.085.NE.WDFW(R)	SP30.195.055.EA.WDFW(R) SP30.195.055.NE.WDFW(R)	SP30.195.085.EA.WDFW(R) SP30.195.085.NE.WDFW(R)
Brandmotstånd	minutes	30	30	30
Mått B x D x H exteriört	mm	846 × 558 × 1451	546 × 558 × 1951	846 × 558 × 1951
Mått B x D x H interiört	mm	750 × 505 × 1285	450 × 505 × 1785	750 × 505 × 1785
Vikt, tomt skåp	kg	219	230	284
Distribuerad vikt	kg/m <sup>2</sup>	621	976	671
Frånluft (modeller EA)	DN	75	75	75
Transportbasens ingångsbredd	mm	683	383	683
Transportbasens ingångshöjd	mm	95	95	95
Hyllornas maxlast	kg	75	75	75
Bottensumpens uppsamlingskapacitet	litres	27.5	16	27.5
Lagringskapacitet (nominell)	litres	165	160	275
Lagringskapacitet för 1-litersbehållare	pcs	153	135	255
Lagringsnivåer	pcs	3	5	5

## 11. TEKNISK RITNING


SP30.145.085.EA.WDFW(R)




SP30.195.055.EA.WDFW(R)




SP30.195.085.EA.WDFW(R)




SP30.145.085.NE.WDFW(R)




SP30.195.055.NE.WDFW(R)




SP30.195.085.NE.WDFW(R)




SP30.145.085.EA.WDFW(R) / SP30.145.085.NE.WDFW(R)



SP30.195.055.EA.WDFW(R) / SP30.195.055.NE.WDFW(R)



SP30.195.085.EA.WDFW(R) / SP30.195.085.NE.WDFW(R)



## 12. SKÅPMARKERING

Varje skåpmodell har följande tre klistermärken på dörren:

	Specifikt för varje modell	
  <b>Dörren skall hållas stängd</b>    <b>SP Metod 2369</b>	  <b>SPCR 102:2019</b> Certifikat nr: C900162 Produktnamn: SP30.195.085.NE.WDPW(R) Max. kapacitet, liter: 275 liter Tillverkningsnummer: 38845 / 38853	 CERTIFIERAD 

SV

**asecos GmbH**

Sicherheit und Umweltschutz  
Weiherfeldsiedlung 16-18  
DE-63584 Gründau

☎ +49 6051 92200  
☎ +49 6051 922010  
@ info@asecos.com

**asecos bv**

Veiligheid en milieubescherming  
Tuinderij 15  
NL-2451 GG Leimuiden

☎ +31 172506476  
☎ +31 172506541  
@ info@asecos.nl

**asecos SARL**

Sécurité et protection de l'environnement  
1, rue Pierre Simon de Laplace  
FR-57070 Metz

☎ +33 3 87 78 62 80  
☎ +33 3 87 78 43 19  
@ info@asecos.fr

**asecos S.L.**

Seguridad y Protección del  
Medio Ambiente  
CIM Vallès, C/ Calderi S/N  
Oficinas 75 a 77  
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda  
Barcelona

☎ +34 902 300385  
☎ +34 902 300395  
@ info@asecos.es

**asecos Ltd.**

Safety and Environmental Protection  
c/o Burton Accountancy Services  
16 Eastgate Business Centre  
Eastern Avenue  
Burton on Trent, Staffordshire  
GB-DE13 0AT

☎ +44 7880 435436  
☎ +49 6051 922010  
@ info@asecos.co.uk

**asecos**

Safety and Environmental Protection Inc.  
19109 West Catawba Avenue, Suite 200  
Cornelius, NC 28031  
USA

☎ +1 704 8973820  
☎ +49 6051 922010  
@ info@asecos.com

**asecos Schweiz AG**

Sicherheit und Umweltschutz  
Gewerbe Brunnmatt 5  
CH-6264 Pfaffnau

☎ +41 62535 5498  
☎ +41 62535 7378  
@ info@asecos.ch

**www.asecos.com**

Ihr Fachhändler:

Your partner:

Uw partner:

Votre partenaire :

Su distribuidor:

su richiesta: